



Viktig info om Din rollator

Enköpings kommun



Checklista

- Din rollator

- Körhandtagens höjdställning:.....cm/antal hål
- Bromsar, färdbroms och parkeringsbroms
- Sittfunktion på rollator
- Hopfällning/uppfällning av rollatorn
- Körteknik på plant underlag/framkomlighet i bostad
- Körteknik utomhus vid trottoarkant
- Andra tillbehör till exempel bricka, kryckkäppshållare
- Om korg används får endast leverantörens korg användas på grund av säkerhetsskäl, maxlast 5 kg
- Bruksanvisning har lämnats

I bruksanvisningen finns detaljerad information om rollatorn. Bruksanvisningen bör läsas av den som ska köra rollatorn och/eller ansvarig/vårdare.

Viktigt att komma ihåg

- OBS! Se till att rollatorn är ordentligt utfälld efter det att den varit ihopfälld. Kontrollera säkerhetsanordningen som fixerar rollatorn i utfällt läge
- Du ökar livslängden på rollatorn om du rengör rollatorn regelbundet
- Vid bilfärd, placera om möjligt rollatorn i bakluckan
- Häng inte kassar/väskor på rollatorhandtagen
- Kontakta din förskrivare innan du gör någon justering av inställningen på din rollator
- Vid service och reparation kontakta din förskrivare
- Rollatorn ska om möjligt förvaras i ett fuktfritt och säkert utrymme

Rollatorn är ditt personliga hjälpmedel och får ej lånas ut till annan person.

Kontakta din förskrivare vid frågor

Namn:

Titel:

Telefon:

